

Phospho-Ulk1-S555 Rabbit Pab For Wb, Elisa - O75385

商品番号: CM0001170



前書き

Phospho-ULK1-S555 Rabbit

pAbは、Ser555でリン酸化されたULK1を特異的に検出します。ヒトサンプルでのWBおよびELISAについて検証済みです。オートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ULK1-S555 Rabbit pAb
備考/エイリアス	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
種	ヒト
GeneID	8408
免疫原	合成ペプチド：ヒトULK1（NP_003556.1）のS555周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75385
タンパク質分子量	113 kDa
配送	氷袋