

WbおよびElisa用 リン酸化Ulk1-S638 ウサギPab - O75385

商品番号: CM0001341



前書き

オートファジー研究用のリン酸化ULK1 (Ser638) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプルと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ULK1-S638 ウサギpAb
備考/別名	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S638
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8408
GeneID	8408
免疫原	合成ペプチド - ヒトULK1 (NP_003556.1) のS638周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75385
タンパク質分子量	113kDa
発送	保冷バッグ