

リン酸化β-カテニン (S33/S37/T41) ウサギポリクローナル抗体 Ihc-P、Elisa用 - P35222

商品番号: CM0001129



前書き

S33、S37、T41部位のリン酸化β-カテニンを標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。Wntシグナル伝達および細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-β-Catenin-S33/S37/T41 ウサギ pAb
別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S33/S37/T41
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1499
GeneID	1499
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	保冷剤