

Phospho-B-Catenin-S552 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35222

商品番号: CM0001939



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の、ホスホ-β-カテニン（Ser552）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性を持ちます。Wntシグナル伝達および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-β-Catenin-S552 Rabbit mAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S552
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1499
免疫原	合成ペプチド：ヒトCTNNB1 (NP_001895.1) のS552周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ