

Phospho-B-Catenin-S675 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa用） - P35222

商品番号: CM0001612



前書き

WB、IF-P、ELISA用のリン酸化β-カテニン（S675）を検出するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-β-Catenin-S675 ウサギ pAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S675
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1499
GeneID	1499
免疫原	ヒトベータカテニン（NP_001091679.1）のS675周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバック