

Phospho-B-Catenin-Y333 ウサギ Pab (Wb用) - P35222

商品番号: CM0000528



前書き

リン酸化 β -カテニン (Tyr333) に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルのウェスタンブロットで検証済み。Wntシグナリングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho- β -Catenin-Y333 ウサギ pAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-Y333
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1499
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ