

リン酸化Vangl2-T78/S79/S82 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Ulk5

商品番号: CM0000655



前書き

T78/S79/S82部位のVANGL2を標的とするリン酸化特異的モノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットを用いた平面細胞極性および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化VANGL2-T78/S79/S82 ウサギmAb
備考/別名	LPPI; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57216
遺伝子ID	57216
免疫原	合成ペプチド ヒトVANGL2のT78/S79/S82周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULK5
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤