


Phospho-Vasp-S157 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P50552

商品番号: CM0000950



前書き

リコンビナントウサギモノクローナル抗体（リン酸化 VASP (Ser157)標的）。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン動態、細胞遊走、および血小板活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-VASP-S157 Rabbit mAb
備考/別名	VASP; Phospho-VASP-S157
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7408
GeneID	7408
免疫原	ヒト VASP (NP_003361.1) のS157周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋