

リン酸化Vasp-S239 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P50552

商品番号: CM0001906



前書き

リン酸化VASP-S239

ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。セリン239でリン酸化されたヒトVASPを認識します。細胞骨格ダイナミクス、血小板活性化、細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化VASP-S239 ウサギmAb
備考/別名	VASP; 血管拡張剤刺激リン酸化タンパク質; Phospho-VASP-S239
対象種	ヒト
GeneID	7408
免疫原	合成ペプチド（ヒトVASP（NP_003361.1）のS239周辺の合成リン酸化ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋