

Phospho-Vav1-Y174 ウサギ Pab For Wb - P15498

商品番号: CM0001407



前書き

チロシン174 (Y174)

のヒトVAV1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルでのWBに最適で、造血シグナル伝達および細胞分化におけるVavタンパク質機能の探索に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-VAV1-Y174 ウサギ pAb
備考/別名	VAV; Phospho-VAV1-Y174
種	ヒト
遺伝子ID	7409
免疫原	合成ペプチド：ヒトVAV1のY174周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15498
タンパク質分子量	98kDa
輸送	保冷バッグ