

Phospho-Vegf Receptor受容体2-Y1175 ウサギ Mab (Wb, Elisa用) - P35968

商品番号: CM0000973



前書き

Y1175でリン酸化されたVEGFR2 (KDR, FLK1, CD309)

を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。血管新生および血管シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-VEGF Receptor受容体2-Y1175 ウサギ mAb
備考/別名	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3791
免疫原	合成ペプチド：ヒトVEGF受容体2 (NP_002244.1) のY1175周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
リン酸化抗体	
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35968
タンパク質分子量	152 kDa
配送	アイスバッグ