


## Wb、Ihc-P、Elisa用 リン酸化ビメンチン-S39 ウサギ Pab - P08670

商品番号: CM0001253



前書き

WB、IHC-

P、ELISAアプリケーション用のリン酸化ビメンチン-S39ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのビメンチンのSer39リン酸化を検出します。細胞遊走および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | リン酸化ビメンチン-S39 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S39 |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 7431                                                           |
| GeneID      | 7431                                                           |
| 免疫原         | ヒトVIM (NP_003371.2) のS39周辺の合成リン酸化ペプチド                          |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                         |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS       | P08670                                                         |
| タンパク質分子量    | 54 kDa                                                         |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                          |