


リン酸化Yap1-S127 ウサギモノクローナル抗体 - P46937

商品番号: CM0001223



前書き

リン酸化YAP1-S127

ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Hippoシグナル伝達経路、器官サイズ制御、腫瘍抑制の研究に最適です。分子量は約54 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化YAP1-S127 ウサギモノクローナル抗体
別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; リン酸化YAP1-S127
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	合成ペプチド：ヒトYAP1由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	保冷剤