


Phospho-Yap1 (S397) ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, Elisa 対応 - P46937

商品番号: CM0001944



前書き

Ser397でリン酸化されたYAP1に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。Hippo経路およびがん研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	phospho-YAP1-S397 ウサギpAb
備考／別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S397
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のS397周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
発送	氷袋