


ホスホ-Zap70-Y493 ウサギMab - P43403

商品番号: CM0001386



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのホスホ-ZAP70 (Tyr493)

ウサギモノクローナル抗体。T細胞受容体シグナル伝達と獲得免疫における主要なチロシンキナーゼであるヒトZAP70と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-ZAP70-Y493 ウサギmAb
別名	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; チロシンタンパク質キナーゼZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
種	ヒト
遺伝子ID	7535
免疫原	ヒトZAP70のY493周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
発送	氷袋