

## Phyhd1 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

商品番号: CM0026530



## 前書き

ヒトPHYHD1（2-オキソグルタル酸依存性ジオキシゲナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。氷袋にて出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | PHYHD1 Rabbit pAb                                        |
| 備考/エイリアス    | PHYHD1                                                   |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 254295                                                   |
| 免疫原         | ヒトPHYHD1 (NP_001094346.1) のアミノ酸1-291に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | Q5SRE7                                                   |
| タンパク質分子量    | 32kDa                                                    |
| 配送          | 氷袋                                                       |