


Pi3キナーゼP85A ウサギポリクローナル抗体 - P27986

商品番号: CM0017124



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応する、ヒトPI3キナーゼp85α（PIK3R1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。PI3Kシグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp85α ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3キナーゼp85α
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5295
遺伝子ID	5295
免疫原	ヒトPI3キナーゼp85α (NP_852664.1) のアミノ酸240～380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986
タンパク質分子量	84kDa
輸送	アイスバッグ