


If/IccおよびElisa用 Pias1 ウサギポリクローナル抗体 - O75925

商品番号: CM0028586



前書き

ヒトE3 SUMO-

タンパク質リガーゼPIAS1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAで検証済み。SUMO化および転写調節経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS1 ウサギ pAb
備考/別名	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8554
GeneID	8554
免疫原	ヒトPIAS1 (NP_057250.1) のアミノ酸422-651に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75925
タンパク質分子量	72kDa
輸送	氷袋