


Pias1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O75925

商品番号: CM0013062



前書き

WBおよびELISAで実証済みのPIAS1

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はE3

SUMOタンパク質リガーゼPIAS1（O75925）で、STAT、p53、ホルモンシグナル伝達経路における重要な転写コレギュレーターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS1 Rabbit pAb
別名	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8554
GeneID	8554
免疫原	ヒトPIAS1（NP_057250.1）のアミノ酸1～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75925
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷剤