

Pias3 ウサギ Pab (Wb、Ihc-P、Elisa用) - Q9Y6X2

商品番号: CM0030940



前書き

ヒトPIAS3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性PIAS3を検出します。転写調節およびがんに関与するE3 SUMOリガーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS3 ウサギ pAb
備考/別名	ZMIZ5; PIAS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10401
GeneID	10401
免疫原	ヒトPIAS3 (NP_006090.2) のアミノ酸452-628に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6X2
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスパック