

Pigr ウサギ ポリクローナル 抗体 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa 用) - O70570

商品番号: CM0030305



前書き

PIGR ウサギ pAb は、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用に検証済みです。トランスサイトーシスと粘膜免疫に関与するマウス/ラットのポリマー性免疫グロブリン受容体（約83 kDa）を検出します。免疫検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIGR ウサギ pAb
種	マウス
GeneID (ヒト)	5284
GeneID	18703
免疫原	マウス PIGR (NP_035212.2) のアミノ酸 19-645 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O70570
タンパク質分子量	83 kDa
発送	保冷バッグ