

WbおよびElisa用Pin4ラビットモノクローナル抗体 - Q9Y237

商品番号: CM0002175



前書き

ヒトPIN4を標的とするラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内在性PIN4レベルを検出します。核小体およびクロマチン生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIN4 Rabbit mAb
備考/別名	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5303
免疫原	合成ペプチド；ヒトPIN4 (Q9Y237) のアミノ酸52-131内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y237
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋