

Pip5K1A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q99755

商品番号: CM0025349

前書き

このPIP5K1Aウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAにおいて、ヒトおよびマウスのPIP5K1A（63 kDa）を検出します。PIP5K1AはPIP2を産生する脂質キナーゼであり、シグナル伝達、アクチン動態、細胞遊走を調節します。細胞シグナル伝達および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIP5K1A ウサギ pAb
備考/別名	PIP5K1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8394
遺伝子ID	8394
免疫原	組換えタンパク質（ヒトPIP5K1A（NP_001129109.1）のアミノ酸231-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99755
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ