

Piwil2 Rabbit Pab - Piwil2

商品番号: CM0030004

前書き

PIWIL2 Rabbit

pAbは、マウスPIWIL2の組換え融合タンパク質を免疫原として作製されたウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットのPIWIL2タンパク質を検出できるため、IVD研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIWIL2 Rabbit pAb
備考/別名	mili; Piwill1; PIWIL2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	55124
遺伝子ID (マウス)	57746
免疫原	マウスPIWIL2 (Q8CDG1) のアミノ酸398-652に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
タンパク質分子量	105kDa/109kDa
配送	氷袋