

Piwil4 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q7Z3Z4

商品番号: CM0005630

前書き

PIWIL4 ウサギモノクローナル抗体 (HIWI2, MIWI2) は、ヒト、マウス、ラットの反応性でWB、IF/ICC、ELISA用に検証済み。piRNAを介したトランスポゾンサイレンシングに関与する97kDaのPIWIL4を標的とします。生殖細胞系列および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIWIL4 ウサギmAb
備考/別名	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	143689
遺伝子ID	143689
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトPIWIL4のアミノ酸272-383に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_689644.2))
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z3Z4
タンパク質重量	97kDa
配送	保冷バッグ