

Piwil4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q7Z3Z4

商品番号: CM0018573

前書き

ヒトPIWIL4（HIWI2/MIWI2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。トランスポゾンサイレンシングと精子形成に関与するpiRNA経路タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIWIL4 Rabbit pAb
備考/別名	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	143689
GeneID	143689
免疫原	ヒトPIWIL4（NP_689644.2）のアミノ酸260～460に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z3Z4
タンパク質分子量	97kDa
発送	アイスバッグ