


Pkc-Beta ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P05771

商品番号: CM0029916



前書き

ヒトPKC-beta (PRKCB)

を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞受容体シグナル伝達、アポトーシス、インスリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC-beta Rabbit pAb
別名	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
対象種	ヒト
遺伝子ID	5579
免疫原	ヒトPKC-beta (NP_002729.2) のアミノ酸220～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05771
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤