


Pkc Delta ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - Q05655

商品番号: CM0013187



前書き

PKC delta (nPKC-delta, Q05655)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシス、がん、細胞シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC delta ウサギpAb
備考/別名	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5580
遺伝子ID	5580
免疫原	ヒトPKC deltaの1-160アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_006245.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05655
タンパク質重量	78kDa
配送	アイスパック