


Pklr ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P30613

商品番号: CM0016282



前書き

PKLRウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPKLRを認識します。解糖系およびがん代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKLR Rabbit pAb
略称/別名	PKI; PKL; RPK; PKRL; PKLR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5313
GeneID	5313
免疫原	ヒトPKLR (NP_000289.1) のアミノ酸446～556番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30613
タンパク質分子量	62kDa
輸送方法	氷袋