


Wb、Ihc-P、Elisa用 Pkm1特異的ウサギモノクローナル抗体 - P14618

商品番号: CM0002518



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのPKM1特異的ウサギモノクローナル抗体。解糖系に關与するピルビン酸キナーゼの成人型アイソフォームを標的とします。ヒト、マウス、ラットに反応します。代謝および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKM1特異的ウサギmAb
備考/別名	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1特異的
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5315
GeneID	5315
免疫原	ヒトPKM1 (NP_001193728.1)のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58 kDa
発送	氷袋