


Pkm1特異的ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - P14618

商品番号: CM0022070



前書き

ヒトPKM1（ピルビン酸キナーゼM1アイソフォーム）を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。成体組織における解糖系とエネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKM1特異的 ウサギpAb
別名	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1-specific
対象種	ヒト
GeneID	5315
免疫原	合成ペプチド：ヒトPKM1特異的（NP_001193728.1）のアミノ酸350～450番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	氷袋梱包