


Plod3 ウサギ Mab - O60568

商品番号: CM0002894



前書き

ヒトPLOD3/LH3を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。コラーゲンのリジン水酸化、グリコシル化、基底膜の生物学的研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLOD3 ウサギ mAb
備考/別名	LH3; PLOD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8985
遺伝子ID	8985
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPLOD3 (NP_001075.1) のアミノ酸25-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60568
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷剤