

Plxisモチーフ ウサギPab

商品番号: CM0020705

前書き

合成ペプチドに由来する、plxISモチーフを標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト交差反応性を有し、ウェスタンブロット（WB）およびELISA用途でバリデーション済みです。plxISモチーフを含むタンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	plxISモチーフ ウサギpAb
免疫原	plxISモチーフに由来する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
配送	保冷バッグ