

Pmpcb ウサギポリクローナル抗体（ウエスタンブロット・Elisa用） - O75439

商品番号: CM0026606

前書き

ミトコンドリアプロセッシングペプチダーゼサブユニットベータ（PMPCB）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISA用途に対応しています。ヒト、マウス、ラットのPMPCBを認識し、ミトコンドリアタンパク質輸送およびプロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMPCB Rabbit pAb
備考/別名	MASI, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Beta-MPP, PMPCB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9512
遺伝子ID	9512
免疫原	ヒトPMPCB（NP_004270.2）のアミノ酸110-380番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75439
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤