


Wb、Elisa用 Pms2 ウサギモノクローナル抗体 - P54278

商品番号: CM0010028



前書き

ヒトPMS2を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。DNAミスマッチ修復の研究およびリンチ症候群の研究に不可欠です。96

kDaのバンドを検出します (UniProt P54278)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMS2 ウサギ mAb
備考/別名	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC4, PMS2CL, PMS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5395
GeneID	5395
免疫原	ヒトPMS2 (P54278) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54278
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバッグ