


Pnmt ウサギ Pab - P11086

商品番号: CM0030876



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のPNMTウサギポリクローナル抗体。カテコールアミン生合成における重要な酵素である、ヒトおよびマウスのフェニルエタノールアミンN-メチルトランスフェラーゼ（31 kDa）を検出します。IVD研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNMT ウサギ pAb
備考/別名	PENT, PNMTase, PNMT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5409
GeneID	5409
免疫原	組換えタンパク質：ヒトPNMT（NP_002677.1）のアミノ酸1-282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11086
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷バッグ