

Wb、Elisa用PnnウサギPab - Q9H307

商品番号: CM0022751

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのPNNウサギポリクローナル抗体。細胞接着および腫瘍抑制に関与する転写活性化因子・スプライシング因子であるヒトおよびラットPNNを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNNウサギpAb
備考／別名	DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5411
GeneID	5411
免疫原	合成ペプチド ヒトPNN（NP_002678.2）のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H307
タンパク質分子量	82kDa
輸送条件	保冷バッグ