


Polr2E ウサギ Pab - P19388

商品番号: CM0019385



前書き

共通のRNAポリメラーゼサブユニットであるヒトPOLR2E (RPB5/RPABC1)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2E ウサギ pAb
備考/別名	RPB5; XAP4; RPABC1; hRPB25; hsRPB5; POLR2E
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5434
遺伝子ID	5434
免疫原	ヒトPOLR2E (NP_002686.2) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19388
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ