


Polr2I ウサギ Pab - P36954

商品番号: CM0020312



前書き

DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB9 (POLR2I)

ウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロットおよびELISA用）。ヒトおよびマウスと交差反応し、Pol II転写研究に統合されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2I ウサギ pAb
備考/別名	RPB9; hRPB14.5; POLR2I
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5438
遺伝子ID	5438
免疫原	ヒトPOLR2I (NP_006224.1) のアミノ酸1-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P36954
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバック