


Pp2A Alpha/Beta Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P67775 / P62714

商品番号: CM0009734



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証されたPP2A alpha/betaウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPP2A触媒サブユニットと反応し、セリン/スレオニンホスファターゼ活性およびシグナル伝達研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A alpha/beta Rabbit mAb
備考/別名	PP2A beta; PP2CB; PP2A alpha + beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5515/5516
GeneID	5515/5516
免疫原	合成ペプチド：ヒトPP2A alpha + beta (P62714) のアミノ酸200-309内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67775/P62714
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ