

Ppa2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9H2U2

商品番号: CM0018826

前書き

PPA2

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPPA2と交差反応します。ミトコンドリアピロホスファターゼおよび細胞エネルギー代謝の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPA2 ウサギ pAb
備考/別名	SCFI; SCFAI; HSPC124; SID6-306; PPA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27068
GeneID	27068
免疫原	ヒト PPA2 (NP_008834.3) のアミノ酸33-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2U2
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ