


Ppara ウサギ Pab - Q07869

商品番号: CM0028140



前書き

PPARα ウサギ

pAbはWB、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPPARαを認識します。脂質代謝および核受容体研究に最適です。CamelBioが提供する信頼できるI
VD原材料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPARα ウサギ pAb
別名	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5465
遺伝子ID	5465
免疫原	ヒト PPARα (NP_005027.2) のアミノ酸1〜92番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q07869
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋