


## Pbpb ウサギMab（Wb、 If/Icc、 Elisa対応 - P02775

商品番号: CM0006050



### 前書き

CamelBio製の高品質PPBPウサギモノクローナル抗体。  
。WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。  
ヒト血小板塩基性タンパク質（CXCL7/NAP-2）を標的とし、IVD研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | PPBP ウサギmAb                                                                                                                      |
| 別名         | PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP |
| 反応種        | ヒト                                                                                                                               |
| GeneID（ヒト） | 5473                                                                                                                             |
| GeneID     | 5473                                                                                                                             |
| 免疫原        | ヒトPPBP（NP_002695.1）のアミノ酸59-128番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                                                                              |
| 起源         | ウサギ                                                                                                                              |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                                                                        |
| 適用用途       | WB、IF/ICC、ELISA                                                                                                                  |
| 交差反応性      | ヒト                                                                                                                               |
| SWISS      | P02775                                                                                                                           |
| タンパク質分子量   | 14kDa                                                                                                                            |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                                                                                              |