


Ppih ウサギポリクローナル抗体 - O43447

商品番号: CM0018600



前書き

ヒトPPIH (CypH)
を標的とする組換えウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。PPIHはペプチジルプロリルイソメラーゼでありスプライソソームの構成要素で、スプライシングやシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIH ウサギポリクローナル抗体
別名	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10465
遺伝子ID	10465
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISSプロット	O43447
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	氷袋梱包