


Ppil1 ウサギ Pab - Q9Y3C6

商品番号: CM0015450



前書き

PPIL1 ウサギ

pAbは、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。mRNAスプライシングと脳の発生に関与するスプライソソーム結合型ペプチジルプロリルイソメラーゼであるヒトPPIL1（CYPL1）を認識します。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIL1 ウサギ pAb
別名	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPIase; CGI-124; PPIL1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51645
GeneID	51645
免疫原	ヒトPPIL1 (NP_057143.1) のアミノ酸1-166番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3C6
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤