


Ppil2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13356

商品番号: CM0027240



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質なPPIL2ウサギポリクローナル抗体
。ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。スプ
ライシングおよびタンパク質分解におけるユビキチン
リガーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIL2 ウサギ pAb
備考/別名	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyP-60; PPIL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23759
GeneID	23759
免疫原	ヒト PPIL2 (NP_680481.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q13356
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスパック