


Ppil4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Wua2

商品番号: CM0024567



前書き

ヒトサンプル中の57kDaペプチジルプロリルシストランスイソメラーゼ様4を検出するためのPPIL4ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、およびELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIL4 ウサギ pAb
備考/別名	HDCME13P; PPIL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85313
GeneID	85313
免疫原	ヒト PPIL4 (NP_624311.1) のアミノ酸301-492に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WUA2
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ