

Wb、If-P、Elisa用 Ppl ウサギポリクローナル抗体 - O60437

商品番号: CM0018080



前書き

WB、IF-

P、ELISAでバリデーションされたPeriplakin (PPL) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。角化エンベロープおよびデスモソームの生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPL Rabbit pAb
備考/別名	PPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5493
GeneID	5493
免疫原	ヒトPPL (NP_002696.3) のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60437
タンパク質分子量	205kDa
配送	氷袋