

Ppm1G ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - O15355

商品番号: CM0003623

前書き

ヒトPPM1G（PP2Cγ）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みであり、細胞シグナル伝達に関与する59kDaのホスファターゼを検出します。研究用として最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPM1G ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5496
GeneID	5496
免疫原	ヒトPPM1G (O15355) のアミノ酸301-450に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15355
タンパク質重量	59kDa
配送	アイスバッグ