


Wb・Elisa用 Ppp1Cc ウサギポリクローナル抗体 - P36873

商品番号: CM0022179



前書き

PPP1CC

ウサギpAbは、ヒトセリン/スレオニンプロテインホスファターゼPP1-

ガンマ触媒サブユニットに対するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、細胞周期、概日リズム、MAPK経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1CC Rabbit pAb
備考／別名	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
対象種	ヒト
GeneID	5501
免疫原	ヒトPPP1CC (NP_002701.1) のアミノ酸1-323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36873
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	氷袋